

RESQ-PLAST

Das universelle und hautfreundliche Pflaster



Da sich SPITA ResQ-plast nur mit sich selbst verbindet, ist es auch problemlos auf nasser, öliger oder schmutziger Haut anwendbar. Bei blutenden Verletzungen kann SPITA ResQ-plast direkt aufgebracht werden um die Blutung zu stoppen. Wenn Sie SPITA ResQ-plast leicht dehnen während Sie es wickeln, verbindet es sich sofort mit sich selbst. Das Pflaster bleibt dauerhaft flexibel und schränkt Ihre Beweglichkeit nicht ein.

SPITA ResQ-plast kann sogar unter Wasser verwendet werden und wird sich auch beim schwimmen oder unter der Dusche nicht lösen. SPITA ResQ-plast ist daher überall dort perfekt wo viel Wasser oder andere Flüssigkeiten im Einsatz sind (Spülwasser, Lebensmittelindustrie, Haushalt, etc.) und wenn Ihre Hände regelmäßig nass werden (Köche, Metzger, Klempner, Feuerwehrleute, etc.).

Achtung:

Falls Sie SPITA ResQ-plast zu fest wickeln kann es die Blutzirkulation behindern. In diesem Fall lösen Sie das Band und wickeln es weniger fest.



269 9420



296 7757



658 1812

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Farbe
269 9420	ResQ-plast	Breite 25	rot
296 7757	ResQ-plast	Breite 25	schwarz
323 5156	ResQ-plast	Breite 25	türkis
658 1812	ResQ-plast	Breite 25	blau
676 8918	ResQ-plast	Breite 25	grün
877 5252	ResQ-plast	Breite 25	weiss
920 8952	ResQ-plast	Breite 25	beige
944 2457	ResQ-plast	Breite 25	tarnfarbe