

PLUM AUGENSPÜLFLASCHE



Station mit 2 Flaschen

Wandbox mit 2 x 0,5 l Augenspülflaschen, integriertem Piktogramm und Spiegel. Die robuste Wandbox ist im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z.B. durch Staub) geschützt. Daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet. Spülzeit: ca. 10 Minuten. Verpackung: 1 Stück im Karton. Maße: Wandbox (H x B x T): 265 x 227 x 110 mm.

Für den Einsatz bei starken Temperaturschwankungen und Minusgraden ist eine beheizbare Wandbox mit 2 Flaschen (**Art.-Nr. 4649**) lieferbar! Eine Produktbeschreibung ist auf Anfrage erhältlich.

Augenspülflasche gebrauchsfertig

Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Die 500 ml Flasche ist für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstation geeignet. Die 200 ml Flasche auch für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkoffer und Erste-Hilfe Kasten.

Augen-Notfallstation Duo in Wandbox

Staubdichte Wandbox mit 1 x 1.000 ml Flasche Duo (0,9 % Natriumchloridlösung) und 1 x 500 ml Flasche pH Neutral Duo (4,9 % Phosphatpufferlösung). Die sterilen Augenspülflaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können.

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel und Piktogramm.

Hinweis: Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung mit der Plum Augenspüllösung empfohlen.



880 7021

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Inhalt	Herst.-Nr.
719 6553	Augenspülstation	mit Wandhalterung inkl. 2 Flaschen	...	4650
719 6545	Augenspülflasche	...	200 ml	4691
719 6546	Augenspülflasche	...	500 ml	4604
880 7021	Augen-Notfallstation	mit Wandbox inkl. 2 Flaschen	...	4810