

## SATA ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR MEDI LIGHT CE-AUSFÜHRUNG CE-Ausführung



**Info:**

- Schutzstufe A2 P3 gegen Spritznebel und Partikel bei Lackierarbeiten
- Einsatz bis zum 30fachen MAK-Wert
- Hygienebox zum Aufbewahren der Masken mit Wandbefestigung und Filtertimer

**Art.-Nr. Artikelbezeichnung**

---

**748 6476** Hygienebox

---

**748 6074** Ersatz Filter A2P3 D

---