

KÜHLERSCHLAUCH REPARATURSET 56-TEILIG PKW



für alle Kühlerschläuche (16, 20, 24-25-26 und 32)

Defekte Gummiformschläuche sind ein echtes Problem. Die Beschaffung von Ersatz ist schwierig weil die kurzfristige Verfügbarkeit der Teile meistens nicht gegeben ist. Dieses Set stellt eine Lösung des Problems dar. Sie können sämtliche Kühlwasserschläuche reparieren. Dazu wird das schadhafte Schlauchstück herausgeschnitten und mit Hilfe der mitgelieferten Schlauchstutzen und Kupplungen (0° und 90°) ein neues Stück Schlauch eingesetzt. In Anbetracht der hohen Teilepreise für Gummiformteile hat sich das Set bereits nach zwei durchgeführten Reparaturen abbezahlt!



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

| | |
|----------|-----------------------------|
| 290 0500 | Kühlerschlauch Reparaturset |
|----------|-----------------------------|

Inhalt

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 290 0156 | Beutel mit 2 Kühlerschläuchen 15x3,5 |
|----------|--------------------------------------|

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 290 0159 | Beutel mit 2 Kühlerschläuchen 20x3,50 |
|----------|---------------------------------------|

| | |
|----------|------------------------------------|
| 290 0165 | Beutel mit 2 Kühlerschläuchen 32x4 |
|----------|------------------------------------|

| | |
|----------|------------------------------|
| 290 0168 | Beutel mit 4 Stutzen KSRGS16 |
|----------|------------------------------|

| | |
|----------|-------------------------------|
| 290 0171 | Beutel mit 4 Stutzen KSRGS 19 |
|----------|-------------------------------|

| | |
|----------|------------------------------------|
| 290 0174 | Beutel mit 2 Winkelstutzen KSRWS16 |
|----------|------------------------------------|

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 290 0177 | Beutel mit 2 Winkelstutzen KSRW19 |
|----------|-----------------------------------|

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 290 0180 | Beutel mit 4 Doppelnippel KSR8005020 |
|----------|--------------------------------------|

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 290 0183 | Beutel mit 4 Doppelnippel KSR 8008026 |
|----------|---------------------------------------|

| | |
|----------|----------------------------------|
| 290 0186 | Beutel mit 4 Stutzen KSR 8009020 |
|----------|----------------------------------|

| | |
|----------|----------------------------------|
| 290 0194 | Beutel mit 4 Stutzen KSR 8007026 |
|----------|----------------------------------|

| | |
|----------|----------------------------------|
| 290 0197 | Beutel mit 2 Stutzen KSR 8004020 |
|----------|----------------------------------|

| | |
|----------|----------------------------------|
| 290 0204 | Beutel mit 2 Stutzen KSR 8011026 |
|----------|----------------------------------|