

SATA ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR MEDI LIGHT CE-AUSFÜHRUNG CE-Ausführung



Info:

- Schutzstufe A2 P3 gegen Spritznebel und Partikel bei Lackierarbeiten
- Einsatz bis zum 30fachen MAK-Wert
- Hygienebox zum Aufbewahren der Masken mit Wandbefestigung und Filtertimer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

748 6476	Hygienebox
----------	------------

748 6074	Ersatz Filter A2P3 D
----------	----------------------